

K4 - Wózek Inwalidzki Aktywny



Cena :
Chwilowy brak ceny
 Nr katalogowy : **k4**
 Producent : **Kuschall**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **niski**
 Średnia ocena :

K4 - Wózek Inwalidzki Aktywny

Łatwa regulacja

Kuschall seria K została opracowana z myślą o najłatwiejszym sposobie obsługi: kąt siedzenia i odpowiednią stabilność wózka można ustawić szybko i łatwo niezależnie od ramy. Kuschall seria K4 zapewnia doskonałe właściwości jezdne i jest idealnie dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika K4

System kuschall Suspension : sprężysta lekkość

Kuschall K 4 - Wózek Inwalidzki Aktywny Suspension umożliwia łatwe pokonywanie wszystkich przeszkód. System amortyzacji niweluje wszystkie uderzenia i wstrząsy, na jakie narażona jest jednostka siedzenia. Siła napędowa jest bezpośrednio przenoszona na koła tylne. Dzięki regulowanej amortyzacji kuschall użytkownik zyskuje na aktywności i komforcie jazdy.

Vario - Ax. Regulacja ustawienia kół

Opcja Vario - Ax pozwala na przeprowadzenie indywidualnie dostosowanej regulacji pochylenia kół pod kątem 1°, 3°, 7° i 10°. Najnowsza wersja wykonana z aluminium umożliwia zmniejszenie masy wózka o 36%. Opcja Vario - Ax jest dostępna dla wszystkich modeli wózków kuschall o sztywnej ramie (seria K i Fusion).

Dane techniczne

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ok. 83 cm	szer. siedziska + 23 cm	35-50 cm	34, 36, 38, 40, 42, 44 cm	przód: 48-51 cm tył: 36-49 cm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 cm	27 - 48 cm (co 1,5 cm)	74°, 78°, 82°, 86°, 90°	9,2 kg	maks.120 kg



Spis plików do pobrania



[1. Formularz zamówień](#)



[2. Katalog produktu](#)



[3. Instrukcja obsługi wózka](#)

[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



Watermark