

ESCAPE L PRO - Wózek Inwalidzki Aktywny



Cena :

3.595,00 zł

Nr katalogowy : **escape L pro**

Producent : **Vermeiren**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

ESCAPE L PRO - Wózek Inwalidzki Aktywny

Escape L pro - Wózek Inwalidzki Aktywny jest wózkiem do aktywnej rehabilitacji dla młodych dynamicznych osób , szukających sportowych wrażeń. Duże możliwości dopasowania do własnych potrzeb zarówno jeżeli chodzi o konstrukcję wózka jak i o dodatkowe opcje. Konstrukcja wózka wykonana ze stopów lekkich (chromo-molibden) dodatkowo jest wzmocniona podwójnym krzyżakiem.

Wyprofilowane podnóżki zapewniają doskonałą stabilizację. W opcji obręcze napędowe pokryte gumą , zapewniają pewny chwyt i zabezpieczają przed ślizganiem się dłoni oraz piasta z hamulcem.

w standardzie:

- Poprzez zmianę położenia kół tylnych i przednich można zmieniać wysokość siedzenia
- Regulacja kąta nachylenia siedziska przez możliwość zmiany położenia kół tylnych w pionie
- Regulacja środka ciężkości poprzez regulowanie kół tylnych w poziomie i pionie



escape L		escape L pro		escape AV		escape L		escape AV		escape L escape L pro	escape AV
56	30	36	21	43,5-51	escape L escape L pro	73-95	88-92	98-102	12		
58	30	38	21	43,5-51	39	73-95	88-92	98-102	12	95	
60	30	40	21	43,5-51	41	73-95	88-92	98-102	12,5		
62	30	42	21	43,5-51	43	73-95	88-92	98-102	12,5		
64	30	44	21	43,5-51	escape AV	73-95	88-92	98-102	12,5		
66	30	46	21	43,5-51	39	73-95	88-92	98-102	12,5		
68	30	48	21	43,5-51	41	73-95	88-92	98-102	12,5		
70	30	50	21	43,5-51	escape AV	73-95	88-92	98-102	13		
72	30	52	21	43,5-51	39	73-95	88-92	98-102	13		



Spis plików do pobrania



[1. Formularz zamówień](#)



[2. Katalog produktu](#)



[3. Instrukcja obsługi wózka](#)

[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



Watermark